



ГП-20-СПУ, ГП-40-СПУ, ГП-80-СПУ стерилизаторы воздушные, тип "СТАНДАРТ"



Предназначены для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.

Применяются в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы.

Имеют принудительное охлаждение, улучшенный механизм закрывания двери, перфорированные полки. Камера из матовой нержавеющей стали. Внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали.

Обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры режима;
- автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);
- задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;
- быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- защитой от перегрева;
- эргономичностью.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра		
	ГП-20-СПУ (арт. 3001)	ГП-40-СПУ (арт. 3003)	ГП-80-СПУ (арт. 3005)
Объем рабочей камеры, дм ³	20	40	80
Размеры рабочей камеры, мм, не менее:			
Ширина	333	410	340
Глубина	215	275	510
Высота	277	360	460
Габаритные размеры, мм, не более			
ширина	625	720	620
глубина	475	550	830
высота	416	410	600
Режимы работы стерилизатора:			
Дезинфекция: температура, °С/время выдержки, мин	120/45	120/45	180/60
Стерилизация 1: температура, °С/ время выдержки, мин	180/60	180/60	160/150



Стерилизация II: температура, °С/ время выдержки, мин	160/150	160/150	120/45
Дополнительный режим: температура, °С время выдержки, мин	50... 200 1...999	50... 200 1...999	50...200 1...999
Время нагрева не загруженного стерилизатора до температуры +180°С, мин, не более	30		
Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более	±3		
Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее:	16		
Функция остановки процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной более ±3°С	есть		
Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере, °С,	205...235		
Масса, кг, не более	27	35	52
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,5		
Электропитание	220В/50Гц		

Дополнительная комплектация:

- напольная подставка (по желанию заказчика).

Дополнительные опции:

- магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для открывания двери в рабочем режиме;
- выход на ЭВМ RS232.