



## **LOIP LA-901 штатив для определения плотности нефтепродуктов**



Штатив для измерения плотности по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97 в рабочей ванне термостатов LOIP LT-910, LOIP LT-912, LOIP LT-810, LOIP LT-380.

Использование данного штатива расширяет функциональные возможности термостатов для определения вязкости LOIP LT-910, LOIP LT-912 и позволяет проводить испытания по определению плотности в соответствии с ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97, в температурном диапазоне  $-42...150^{\circ}\text{C}$ , с точностью поддержания до  $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ .

Штатив крепится на крышке рабочей ванны и фиксируется при помощи накидной гайки. Кронштейн рассчитан на использование с цилиндром в исполнении 3, диаметром 39мм и длиной 335мм по ГОСТ 18481-81.

Все детали выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97.

### ***Штатив LA-901 используется с приборами:***

- LOIP LT-380
- LOIP LT-910
- LOIP LT-912
- LOIP LT-810

Стекланный цилиндр исполнение 3 39/335 ГОСТ 18481-81 в комплект не входит и приобретается отдельно.